

Capiluve - Bac pour shampoing pour patient à mobilité réduite

Capiluve rigide bac à shampoing pour personnes alitées

Pour un shampoing au lit en toute sécurité

Appui ergonomique au niveau des épaules, de la nuque et de l'occiput.

Réservoir d'eaux usées intégré avec double bouchons facilitant la vidange du bac à shampoing.

- En polyéthylène.
- Angles arrondis.
- 4 poignées intégrées facilitant le transport et l'installation au lit.
- Contenance réservoir d'eaux usées: 6 litres maximum.

Entretien:

- Nettoyage : eau chaude et détergent habituel.
- Rincer le réservoir après utilisation.
- Passe en autoclave avec bouchons ouverts.

Dimensions: 45 x 48 x 16 cm.

Poids: 1,5 kg.

