

Cathéter BD Insyte veineux périphérique sans ailettes

Recommandé pour les veines fragiles et en cas de faible pression veineuse -
Modèle forme de stylo sans ailette.

Canule en polyuréthane radio-opaque et biomatériau hémocompatible, BD Vialon.

Le Vialon, en contact avec la température corporelle, permet d'assouplir la canule facilitant la pénétration et l'intégrité du chanfrein, diminuant ainsi le risque de thrombophlébites.

Composition :

- Embase translucide colorée à la canule : polypropylène et colorant.
- Aiguille en acier inoxydable.
- Embase de l'aiguille : K-Resin.
- Bouchon : polypropylène.
- Lubrifiants : silicone, heptane, HFE.
- Protecteur d'aiguille : polypropylène.

Embase avec code couleur pour une identification rapide de la gauge du cathéter lors de l'utilisation.

Usage unique.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Péremption : 5 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Boîte de 50 cathéters.

Matériel médical CE.

Les cathéters sans ailette BD Insyte s'utilisent avec [les mandrins d'obturation BD pour la gamme Insyte](#).

