

Cathéter court de sécurité BD Neoflon Pro Safety

Cathéter modèle avec ou sans ailettes pour la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses.

Le cathéter BD Neoflon Pro Safety dispose:

- d'un système de mise en sécurité passive recouvrant totalement et de manière irréversible le biseau de l'aiguille lors de son retrait.
- d'une canule en BD Vialon™ (polyuréthane): biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle.
- d'une ouverture latérale sur l'aiguille pour une visualisation précoce du reflux sanguin (bon positionnement du cathéter dans la veine : le BD Instaflash).
- d'une chambre de visualisation du reflux sanguin avec un bouchon évent obturé par une membrane hydrophobe.
- d'une zone de préhension et un ergot poussoir.

Testés pour supporter des pressions allant jusqu'à 325 psi (2240 kPa).

- Apyrogène.
- Usage unique.

Composition:

- Canule: BD Vialon™ (Polyuréthane (PUR))
- Embase translucide colorée de la canule: Polypropylène (PP)
- Système de mise en sécurité : protecteur d'aiguille: Polystyrène
- Système de mise en sécurité : zone de préhension: Polypropylène (PP)
- Aiguille: Acier inoxydable
- Chambre de reflux: Polypropylène (PP)
- Protecteur d'aiguille: Polypropylène (PP)
- Lubrifiant: Silicone

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Péremption : 3 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Gauge: 24G.

Longueur: 19 mm.

Débit: 21 ml/min.

2 modèles disponibles:

- BD Neoflon Pro Safety **avec** ailettes 24G. Boîte de 30 cathéters.

Matériel médical CE.

