

### Cathéters courts IV de sécurité Introcan Safety

Avec bouclier protecteur, pour un maximum de sécurité.

Cathéters veineux de sécurité stérile sans ailette, avec bouclier protège-aiguille.

- Triple biseau universel.
- Bouclier protecteur anti-blessure s'enclanchant lors du retrait de l'aiguille.
- Système limitant les risques d'AES (Accident Exposit au Sang).
- Clic sonore confirmant la mise en place du dispositif.
- S'utilise d'une seule main sans risque de blessure.

Stérilisation Oxyde d'éthylène, validité 5 ans.  
Conditionné sous emballage individuel stérile.  
Vendu par boîte de 50 cathéters.

Matériel médical CE.

