



### Chaise d'évacuation et de transfert pliante 2 roues

Pour l'évacuation de blessés en position assise dans les endroits exigus tels que les escaliers, ascenseurs, couloirs,...

Chaise portoir pliable, structure en alliage d'aluminium haute résistance, légère pour faciliter le transfert des patients, en particulier pour monter et descendre des escaliers.

Doté de 4 poignées dont 2 frontales, réglables en longueur pour une meilleure maniabilité de la chaise dans toutes les situations.

Les 2 roues arrière qui sont fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort.

Toile polyester facile d'entretien: tissu nettoyable et décontaminable.

- En toile polyester enduite PVC.
- Imperméable à l'eau.
- Poignées frontales escamotables.
- 2 sangles de maintien.
- 2 roues à l'arrière fixe.
- Poids supporté: 159 kg.
- Coloris: Orange.

Dimensions totales: L 90 x l 69 x H 51 cm.

Dimensions pliées: L 90 x l 18 x H 51 cm.

Poids: 8 Kg.

Livré avec 2 sangles de maintien.

Garantie 2 ans.