

### Chaise percée 3 en 1 cadre de toilette S131

#### Utilisable comme cadre de toilette et chaise percée.

Chaise percée, garde-robe 7 positions réglables, permet un appui efficace comme cadre de toilette, utilisable également en chaise percée.

Modèle 3 en 1 permettant d'être utilisé comme :

- Cadre de relevage pour toilette,
- Chaise garde-robe classique,
- Chaise garde-robe pour la douche.

Livré avec seau escamotable de 2,75?L.

- Siège et abattant.
- Réglable en hauteur : 7 réglages de 2,5?cm.
- Barre de maintien.
- Cadre métal époxy.
- Accoudoirs PVC.
- 4 pieds caoutchouc antidérapants.

Dimensions :

- Hauteur d'assise : 56 cm max.
- Largeur d'assise : 52 cm.
- Profondeur d'assise : 35 cm.
- Largeur totale avec accoudoirs : 57 cm.

Poids maximal supporté : 100?Kg.

Coloris gris.

Matériel médical CE.

