



Chaise percée à roulettes S134 - Structure acier chromé - Salamender

Avec repose pieds escamotables

Chaise percée avec accoudoirs et couvercle d'assise rembourrés.
Barre de poussée arrière pour une manipulation plus facile.
Seau hygiénique avec couvercle amovible par glissière.

- Sangle repose jambes.
- Seau hygiénique avec couvercle
- 2 roulettes arrières freinées.
- Structure en acier chromé.

Dimensions :

- Hauteur d'assise : 50cm.
- Largeur d'assise : 43cm.
- Largeur totale (avec accoudoirs) : 54 cm.
- Profondeur d'assise : 43cm.

Poids : 12kg.

Poids maximal supporté : 100Kg.

Matériel médical CE.

La gamme Salamender de Robé Médical® vous propose divans et tables pour examens, gynécologie, massages et ostéopathie. Tous les produits Salamender sont conformes aux normes les plus strictes et vous assurent confort, ergonomie et fiabilité. Salamender par Robé Médical®, la référence en matière de mobilier.