

FICHE TECHNIQUE

Ciseaux coupe-fils de Spencer stérile en métal - 11,5 cm

Ciseaux dotés de bouts semi-arrondis dont un avec incurvation terminale pour aller chercher le fil à la frontière de la peau

Ciseaux permettant une ablation rapide et efficace des fils de sutures. La lame courbée prévient les tractions sur le fil permettant de réaliser une découpe chirurgicale des fils dans le respect des normes d'hygiène.

Usage : Unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Péremption après fabrication : 5 ans

Dimensions :

- Longueur des ciseaux : 11,5 cm
- Longueur lame de coupe : 2,5 cm

Matériau : Métal inoxydable

Sachet : Pelable (une face plastifiée, une face papier)

Conditionnement : Sachet individuel stérile - Vendu par boîte de 20

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Matériel médical CE.

