

Ciseaux dauphin courbes - Inox

Qualité supérieure.

Ciseaux dauphin courbes en inox.

Disponible en taille 11, 14, 16 et 18 cm.

Matériel médical CE.
Garantie 2 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

