

## FICHE TECHNIQUE

### Ciseaux de Spencer coupe-fils droits en inox - 11 cm

Instrument de précision permettant l'ablation des fils de sutures.

Ciseaux droits, avec lame inférieure dotée d'un crochet pour une découpe facile et éviter les tractions sur le fil.

**Stérilisation** : stérilisables et autoclavables à 134° C pendant 18 minutes.

**Nettoyage** : Nettoyage en machine ou à la main avec un produit adapté.

**Taille disponible** : 11 cm.

**Conditionnement** : sous emballage individuel non stérile.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Fabriqué en acier inoxydable.

Matériel médical CE.

