

## FICHE TECHNIQUE

### Civière cuillère de relevage en aluminium type scoop

Permet au secouriste la prise en charge du patient en garantissant son immobilité.

Civière Scoop forme cuillère composée de 2 éléments longitudinales séparables, qui se glissent sous la victime sans la déplacer ou la manipuler, respectant ainsi l'axe tête-cou-tronc.

La longueur de la civière s'ajuste selon la taille du patient.

Verrouillage automatique après avoir positionné les 2 éléments sous la victime.

Structure en aluminium, peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

Pliable en deux pour en faciliter le stockage et le transport.

- En aluminium.
- Légère et robuste.
- Portée maximale: 159 kg.
- 2 sangles de maintien à verrouillage/déverrouillage rapide.

Utilisation recommandé en cas de traumatisme ou de risque de traumatisme médullaire.

Dimensions totales: L 210 x l 44 x H 6 cm.

Dimensions pliées: L 120 x l 44 H 9 cm.

Poids: 8,5 kg.

Civière cuillère livrée avec 2 sangles de maintien.

Garantie 2 ans.

