

FICHE TECHNIQUE



Civière d'urgence pliante en aluminium à roulettes avec dossier inclinable

Pour transporter blessés et patients lors d'événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances,...

Civière en alliage d'aluminium haute résistance, toile enduite imperméable à l'eau.

Structure légère, pliable en 2.

Dossier inclinable jusqu'à 60°, pieds stabilisateurs et roulettes.

Transport facilité et sécurisé grâce aux 8 emplacements pour la prise en main et aux deux sangles avec fermeture rapide.

Facile d'entretien: tissu nettoiable et décontaminable.

- En toile polyester enduite PVC, 600D.
- Imperméable à l'eau.
- Dossier inclinable jusqu'à 60°.
- Avec pieds stabilisateurs et roulettes.
- Poids supporté: 159 kg.
- Coloris: Bleu.

Utilisé couramment lors de manifestations, événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances et l'armée pour transporter les patients et les blessés.

Dimensions déplié: L 185 x l 54 x H 24 cm.

Dimensions plié: L 94 x l 54 x H 14 cm.

Poids: 7 kg.

Garantie 2 ans.