

## FICHE TECHNIQUE



### **Civière d'urgence pliante en aluminium avec toile enduite imperméable et sangles de maintien**

Pour transporter blessés et patients lors d'événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances,...

Civière en alliage d'aluminium haute résistance, toile enduite imperméable à l'eau.

Structure légère, pliable en 2.

Transport facilité et sécurisé grâce aux 8 emplacements pour la prise en main et aux deux sangles avec fermeture rapide.

Facile d'entretien: tissu nettoyable et décontaminable.

- En toile polyester enduite PVC, 600D.
- Sans pieds.
- Sans roues.
- Poids supporté: 159 kg.
- Coloris: Bleu.

Utilisé couramment lors de manifestations, événements sportifs, dans les hôpitaux, les ambulances et l'armée pour transporter les patients et les blessés.

Dimensions déplié: L 185 x l 50 x H 5 cm.

Dimensions plié: L 93 x l 52 x H 6 cm.

Poids: 4 kg.

Garantie 2 ans.