

Collecteur à déchets carré fermeture à glissière 2 et 3 L Biocompact

Pratique, avec double système d'extraction d'aiguilles.

- Ouverture et fermeture facile par glissement rotatif.
- Fermeture provisoire (pour empêcher le dégagement d'odeurs).
- Fermeture définitive.
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.
- Support de table (à ventouse) et support mural en accessoires.

Deux formats disponibles :

- Volume 1,8L
Capacité utile : 1,44L
Dimensions : H: 17 cm, Ø 16 cm
Poids : 1 kg

- Volume 3L
Capacité utile : 2,4L
Dimensions : H: 23 cm, Ø 16 cm
Poids : 2 kg

Conditionnement par lot de 5 collecteurs.

Conforme à la norme NFX 30-500.

[Ces collecteurs existent également en 2 formats plus grands \(5 et 10 L\)](#)

