

### Collecteur d'aiguilles et déchets compacts 0.6L Minicompact

Pour la récupération et l'élimination des déchets contaminés.

Collecteurs d'aiguilles petite capacité.

Modèle rond avec un diamètre de 10 cm.

- Couvertres blancs
- Encombrement minimum
- Fermeture provisoire (pour empêcher le dégagement d'odeurs)
- Fermeture définitive
- Possibilité d'adaptation de la taille de l'ouverture pour les objets volumineux
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.

**Volume :** 0,6 L,

**Capacité utile :** 0,464 L.

**Dimensions :** H 13cm / Ø 10cm.

**Poids :** 0,40 kg.

Conforme à la norme NFX 30-500.

Vendu par lot de 5 pcs.

