

Collecteur d'aiguilles et déchets compacts 1L Minicompact

Pour la récupération et l'élimination des déchets contaminés.

Collecteurs d'aiguilles petite capacité.

- Modèles rond, diamètre 10 cm.
- Couvercles blancs.
- Encombrement minimum.
- Fermeture provisoire (pour empêcher le dégagement d'odeurs)
- Fermeture définitive.
- Possibilité d'adaptation de la taille de l'ouverture pour les objets volumineux.
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.

- Volume : 1 L,
Capacité utile : 0,78 L.
Dimensions : H 20cm / Ø 10cm.
Poids : 0,65 kg.

Support adhésif / 10 x 10 cm disponible en option.

Conforme à la norme NFX 30-500.

Vendu par lot de 5 pcs.

