

Collecteurs à déchets carré fermeture à glissière 5 et 10 L Biocompact

Pratique par son grand format, avec double système d'extraction d'aiguilles.

- Ouverture et fermeture facile par glissement rotatif.
- Fermeture provisoire (pour empêcher le dégagement d'odeurs).
- Fermeture définitive.
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.

Deux formats disponibles :

- Volume 5L
Capacité utile : 4 L
Dimensions : H 13 cm, largeur 22 cm
Poids : 0.380 kg

- Volume 10 L
Capacité utile : 8 L
Dimensions : H: 24 cm, largeur 22 cm
Poids : 0.480 kg

Conditionnement par lot de 5 collecteurs.

[Ces collecteurs existent également en 2 formats plus petits \(1.8 et 3 L\)](#)

