

### Collier cervical d'urgence petit et grand modèle

Pour immobiliser en toute sécurité les personnes victimes d'accident au niveau de la tête, du cou et du tronc.

Le collier cervical est une attelle de maintien de l'axe tête-cou-tronc, il permet d'éviter les mouvements latéraux et les extensions de la colonne cervicale durant le transport.

Utilisation simple et rapide, adaptable selon la morphologie de la victime avec son système de fermeture par velcro.

Composé de plastique avec renforts pour une grande rigidité et un maintien en position neutre. Intérieur recouvert de mousse hypoallergénique évitant les frottements.

Large ouverture trachéale et panneau arrière aéré pour une surveillance du pouls carotidien et une intubation facilitées.

Facile à nettoyer et à désinfecter avec des produits adaptés.

- Pour un soutien non rigide.
- Mobilité limitée.
- Structure plastique.
- Mousse souple.

#### **2 modèles disponibles:**

##### **- Grand modèle:**

Dimensions déplié: L 55 x l 16,5 cm.

Poids: 134 gr.

##### **- Petit modèle:**

Dimensions déplié: L 46 x l 13 cm.

Poids: 100 gr.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

