



Compagnon d'aide à la marche Nouvelle Génération - Wheeleo® - Coloris Bleu

Nouvelle génération d'aide à la mobilité, avec 4 roues libres à 360° pour une fluidité des mouvements, une amélioration de la stabilité et une diminution des risques de chute

Créé par des kinésithérapeutes, l'aide Wheeleo est un dispositif de mobilité de nouvelle génération. Le compagnon d'aide à la marche Wheeleo permet de retrouver une autonomie grâce à la libération d'une main, tout en soutenant de manière continue l'utilisateur, durant ses activités quotidiennes.

- Facile à utiliser
- Support continu
- Marche fluide et sécurisée
- Stabilité
- Design moderne
- Très peu encombrant
- Réglage en hauteur possible
- Utilisation à une main
- Design élégant (pas d'effet stigmatisant)
- Pas de freins pour permettre une marche fluide
- 4 points de contact avec le sol qui permettent la stabilité

Le Wheeleo est réglable entre 77,5 cm et 101,5 cm, et pèse 3,4kg. En tirant simplement sur le doigt d'indexation et en montant/descendant la poignée, le réglage à hauteur souhaitée est possible.

Conseil : Pour soulager une douleur, il est intéressant d'avoir un réglage plus bas afin de favoriser l'appui et la décharge du membre douloureux. Si l'aide recherchée est de s'équilibrer, dans ce cas, un réglage plus haut est recommandé.

Très peu encombrant, le Wheeleo® peut passer entre les fauteuils, tables basses, dans les transports, dans les petites pièces. Il se range facilement dans la voiture : coffre, siège arrière ou au pied du siège, mais également dans une valise.

Pour qui est destinée le Wheeleo ?

Le Wheeleo est indiqué pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide pour marcher. Que ce soit à la suite d'un accident, une maladie chronique ou encore les personnes âgées.

Elle est utilisée pour les personnes victimes :

- D'hémiplégie
- De paralysie cérébrale
- De la sclérose en plaques
- De handicap

Aussi pour la rééducation.

Caractéristiques techniques :

Matière : Acier avec peinture à poudre

Couleur : Bleu

Poids : 3,4 kg

Taille : de 77,5 cm à 101,5 cm

Taille des roulettes : 100 mm libre à 360°

Poignée : Ambidextre en polypropylène

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Le Wheleo est un dispositif médical appartenant à la Classe 1 conformément à la réglementation Medical Device Regulation (2017/745 et ses amendements)

Les roues doivent pouvoir rouler librement sans se bloquer.