

Compresses de gaze non stériles - 17 fils et 8 plis - Paquet de 100 compresses - Robemed

Compresses de gaze non stériles 8 plis 17 fils 22 gr/m² - 100 % coton hydrophile

Compresses constituées de tissu de coton hydrophile blanchi au peroxyde d'oxygène (sans chlore).
Pliage chirurgical, bords rentrés. Stérilisables à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou par radiation gamma.

La qualité 17 fils correspond à un poids de 22 gr/m².

Dimensions des compresses :

- 8 plis 5 x 5 cm pliée, soit 20 x 20 cm dépliée.
- 12 plis, pliée 7,5 x 7,5 cm dépliée 27 x 30 cm

Conditionnés par paquet de 100 compresses.

Matériel médical CE.

