

### Compresses de gaze stériles - 17 fils et 12 plis - 50 blisters de 5 compresses - Robemed

Compresses de gaze stériles 12 plis 17 fils 23 gr/m<sup>2</sup>

Compresses 17 fils, 12 épaisseurs (plis), présentées par pochettes stériles de 5 unités, ces compresses sont disponibles en 3 formats, avec pliage chirurgical bords rentrés, qualité 17 fils (23 gr/m<sup>2</sup>).

- 100 % coton hydrophile, blanchi et purifié.
- Pliage chirurgical.
- Forte capacité d'absorption.
- Stérilisation par oxyde d'éthylène
- Validité 5 ans

#### Dimensions de la compresse :

- Pliée : 5 x 5 cm ; Dépliée : 15 x 20 cm. Boîte de 50 blisters.
- Pliée : 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée : 18 x 30 cm. Boîte de 50 blisters.
- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 25 x 40 cm. Boîte de 50 blisters.

Conditionnement sous blister stérile de 5 compresses.  
Vendu par boîte de 50 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

