

### Compresse non tissées non stériles - boîte de 100 compresses - 7.5 x 7.5 cm - Robemed

Excellente alternative à la compresse de gaze pour un usage identique à la fois médical et chirurgical.

Compresse avec 4 épaisseurs (plis). Très absorbantes et stérilisables. Sans liant chimique ni azurant. Pliage chirurgical. Non stériles.

- Utilisation : Pansements, absorption, nettoyage de plaies.
- Grammage 30 gr/m<sup>2</sup>.
- Péréemption 5 ans.

Conformes aux normes EDANA.

#### Dimensions des compresses :

- 7,5 x 7,5 cm pliée soit 15 x 15 cm dépliée.

Conditionnement et vente par lot de 10 boîtes de 100 compresses.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

#### Ces compresses sont également proposées :

- [5 x 5 cm pliées soit 15 x 15 cm dépliées.](#)
- [10 x 10 cm pliées soit 20 x 20 cm dépliées.](#)

Compresse non tissées non stériles 4 plis 30 gr/m<sup>2</sup>

