

FICHE TECHNIQUE

Coupe fils long métal stériles à usage unique Robé Médical - Boîte de 100

Coupe fils long stérile en acier inoxydable, s'utilise sans manche à bistouri.

Coupe fils de la marque ROBÉ MÉDICAL.

Bénéficiant d'une expérience de fabrication de plus de 25 ans dans le domaine du bistouri, ces coupes fils vous assurent une qualité de coupe optimale pour enlever les sutures.

Longueur 11 cm.

Également disponible en 4,2 cm.

Stérilisation rayon gamma.

Garantie 5 ans.

Conditionnement individuel stérile sous blister pelable en aluminium.
Vendu par boîte de 100 coupe-fils.

Matériel Médical CE.

