



Cryoalfa Lux vétérinaire cartouche autobloquante embouts multiples

Cryoalfa vous propose son nouveau dispositif avec cartouche de sécurité à valve autobloquante.

Pour un traitement rapide et efficace sans douleurs des lésions cutanées par cryothérapie à - 89°C.

Embouts autoclavables pour une hygiène optimale.

Le modèle LUX vous offre un choix d'application encore plus vaste grâce à ses embouts interchangeables de diamètres et de longueurs différentes selon la lésion à traiter :

- Embout pour contact direct avec liquide (Liquid Freezing), Ø 1,2,3,4 mm et longueur 22 mm.
- Embout pour cryochirurgie par contact avec embout métal, Ø 3,5,7 mm.
- Embout allongé pour usage gynécologique et proctologique, Ø 4 mm et longueur 5,9,13 cm.
- Embout courbé pour usage vétérinaire, Ø 4 mm et longueur 8 cm.

Avantages :

- Cartouche de sécurité pour un montage et démontage sans risques de fuites ou de projections.
- Pointe en fibre de verre (Liquid Freezing) permettant une grande précision.
- Régulateur de débit permettant de stopper l'application à tout moment.
- Destruction rapide des lésions cutanées par congélation des tissus à -89°C.
- 12 secondes suffisent pour traiter un diamètre de lésion de 8-10 mm.
- Efficacité sur une profondeur de 3 mm.
- Cartouche de 16gr permettant environ 20 à 30 applications.

Idéal pour le traitement en cabinet, avec stockage du gaz longue durée. Reste prêt à l'emploi à tout moment.

Dimensions embout contact direct "Liquid Freezing":

- Embout de 1 mm
- Longueur 133 mm
- Diamètre 22mm
- Poids 85 gr.

Le CRYOALFA Lux vétérinaire est livré en coffret avec un embout contact direct "Liquid Freezing" et une [cartouche à valve](#).

Fabrication Suisse.
Garantie : 2 ans.
Matériel médical CE.