

### Cuticell Classic Bsn Médical - Pansement gras stérile

Pansement de gaze de coton tissée stérile enduite de paraffine neutre.

Gaze tissée 100% coton à mailles larges et aérées, enduite de paraffine neutre. Non-adhérent, non-allergisant et apaisant.

Destiné aux soins de brûlures du 1er et 2e degré, écorchures, coupures, dermabrasions, lacérations, greffes et sites donneurs de greffes, ulcères de jambe, plaies chroniques.

- Gaze tissée 100% coton.
- Enduite de paraffine neutre (exempte de principe actif). 250g/m<sup>2</sup> (+/- 10%).
- Facile à découper, ne s'effiloche pas.
- Ne colle pas à la plaie.
- Préserve les plaies en phase de bourgeonnement et facilite le renouvellement du pansement.
- Perméable à l'air et aux exsudats.
- Évite la macération.
- Maintien d'un milieu humide propice à la cicatrisation.
- Sans latex, sans phtalates.

#### **2 tailles disponibles:**

- 5 x 5 cm.
- 10 x 10 cm.

Conditionnement sous pochette individuelle stérile métallisée. Avec papier intercalaire pour pose plus aisée.

Stérilisation Rayon Gamma.

Conditionnement par boîte de 5 pansements (5 x 5 cm) ou de 10 pansements (10 x 10 cm).

Matériel médical CE.

