



### Défibrillateur Pad 350P HeartSine Samaritan - Semi-automatique - Grand public et domicile

Défibrillateur compact, portable, léger, simple d'utilisation qui permet de sauver des vies

Ce défibrillateur, semi-automatique, a été conçu spécifiquement pour une utilisation facile et rapide par le grand public et dans les lieux publics.

Livré avec :

- Défibrillateur HeartSine Samaritan semi-automatique
- Étui de transport
- Pad-Pak (cartouche unique avec batterie et électrodes)
- Manuel d'utilisation (en français)
- Lot d'autocollants
- Carte de garantie

Le Pad-Pak est une cartouche qui combine à la fois la batterie et les électrodes. Il y a donc qu'une seule date de péremption à surveiller. Cette cartouche a une durée d'utilisation de 4 ans à compter de la date de fabrication.

Nous proposons également à l'unité :

- [Pad-Pak de remplacement](#)
- [Pediatric-Pak \(non compris dans le défibrillateur PAD 350P\)](#)

- Facile d'utilisation
- Léger
- Usage sur adultes ou enfants
- Semi-automatique
- Analyse le rythme cardiaque
- Bouton pour délivrer un choc électrique

#### Puissance des chocs délivrés :

- Adulte :
  - Choc 1 : 150 joules
  - Choc 2 : 150 joules
  - Choc 3 : 200 joules
- Enfant :
  - Choc 1 : 50 joules
  - Choc 2 : 50 joules
  - Choc 3 : 50 joules

**Portable et léger** : 1.1 kg - il est le plus petite et léger DEA actuellement disponible sur le marché.

**Durable** : Il résiste aux chocs et aux vibrations. Porte le marquage IP56 (marquage le plus élevé de l'industrie contre poussière et humidité). Garantie 10 ans.

**Technologie de pointe** : ce défibrillateur bénéficie d'une technologie d'électrodes exclusives, un microprogramme perfectionné et stable de la technologie biphasique brevetée SCOPE™.

Cette technologie, qui émet une forme d'onde progressive à faible consommation d'énergie qui s'adapte automatiquement aux variations d'impédance des patients, permet d'évaluer le rythme cardiaque et d'effectuer la défibrillation, si nécessaire.

#### Guides visuels et vocaux faciles à suivre :

- Guides visuels et vocaux pour guider l'utilisateur à travers le procédé (y

compris l'entraînement à la RCP).

- Opération à deux boutons uniquement : ON/OFF et SHOCK pour une utilisation simplifiée.

- Un voyant clignotant pour indiquer que le système est prêt.

Le dispositif effectue un auto-test une fois chaque semaine.

Matériel médical CE.

Dispositif de classe III

**Garantie** : 10 ans

**Contre-indication** :

Ne pas utiliser si le patient réagit ou est conscience