



### Défibrillateur Semi-Automatique BeneHeart C1A - Mindray

Défibrillateur avec technologie QShock - Mise en marche très rapide de 2 secondes (déclenchée par l'ouverture du capot)

Le défibrillateur semi-automatique BeneHeart C1A à une mise en marche très rapide de 2 secondes puisque déclenchée par l'ouverture du capot.

Sa technologie QShock réduit le temps d'analyse de l'ECG à seulement 5 secondes et permet de délivrer le premier choc en 7 secondes.

Il guide correctement les sauveteurs tout au long du processus de réanimation grâce à des invites vocales claires et précises.

Ce défibrillateur est doté d'un bouton pédiatrique qui permet de passer à un niveau d'énergie adulte (200/300/360J) à un niveau d'énergie enfant (50/70/100J).

- DAE semi-automatique
- Mise en marche en 2 secondes
- Bouton pédiatrique permettant de délivrer le niveau d'énergie approprié
- Technologie biphasique (permet de délivrer une énergie allant jusqu'à 360J)
- Guides vocaux clairs et précis pour informer les sauveteurs
- Technologie QShock
- Mêmes électrodes utilisées chez l'enfant et chez l'adulte
- Résiste aux chutes de 1.5?m
- Durée de vie de 5 ans pour les électrodes préconnectées et la batterie. ([électrodes de rechange disponible sur notre site](#))

Pour la fixation sur site, il est nécessaire d'utiliser une armoire, vous pouvez vous référer à notre gamme [d'armoire de protection](#) ou à nos [packs défibrillateurs](#).

**Dimensions :** 28.6 x 21 x 7.8 cm

**Poids :** 2kg

**Le carton contient :**

- Un défibrillateur Mindray Beneheart C1A
- Une paire d'électrodes mixtes adultes/enfants
- Une batterie

Matériel Médical CE

Produit garanti 8 ans