

### **Dermatoscope Piccolight D 10X Kawe**

#### **Pour le diagnostic des lésions cutanées.**

- Grossissement de 10 fois.
- Réglage du foyer de -6 à +3,5 dpt.
- Embout de contact Ø 25 mm avec graduation de 0,5 à 10 mm pour mesurer des lésions.
- Éclairage intense homogène : 6 000 lux.
- Éclairage halogène 2.5 V .

Fonctionne avec 2 piles 1,5 V type AA.

Livré sous étui tissu.

Fabrication européenne

Matériel médical CE

