

### Divan Ecopostural 2 parties hauteur fixe en bois

**22 coloris au choix pour ce divan structure hêtre massif naturel.**



Table d'examen et de massage à hauteur fixe avec dossier relevable manuellement.

Modèle polyvalent pour examen, massage et spa.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Densité de sellerie 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 5 cm.

Dossier hauteur 75 cm avec cavité visage, inclinable manuellement de 0 à 70°, par un système à crémaillère.

Structure Bois : hêtre massif laqué.

22 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Blanc (41), Rose (47) en photo.

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : au choix 62 ou 70 cm
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
- Assise : L 112 x l 62 ou 70 cm

Porte-rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Poids 36 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)