



### Divan Ecopostural 3 parties électrique avec double jambières

#### Divan à hauteur variable, spécialement adapté au soin des membres inférieurs.

Hauteur variable de 47 cm à 89 cm. Déport vers l'avant lors de la montée.  
Dossier 75 cm avec cavité visage réglable avec déclive -10° et proclive + 75°, par un système de vérin à gaz.  
Jambière 60 cm réglable avec déclive -35° et proclive +35° par un système d'autobloquant.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).
- Poids maximum supporté 135kg.

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m<sup>3</sup> pour examen médicaux.
- 40 kg/m<sup>3</sup> pour un maintien plus ferme

Roues escamotables et pieds réglables en hauteur.  
Emplacement visage pour position ventrale.

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

Dimensions :

- Longueur : 198 cm
- Largeur : 62 cm (70 cm sur demande)
- Hauteur variable de 47 à 89 cm
- Dossier : L 75 x l 62 cm
- Partie centrale : L 62 x l 62 cm
- Jambières : L 60 x l 62 cm

Poids : 75 kg

Fabrication européenne garantie 3 ans.

25 coloris au choix.

Coloris Iris (51) en photo.

Porte rouleau inclus. Compatible avec draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Livraison standard gratuite.

Supplément pour livraison spéciale avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Existe en version 70 cm de large sur demande.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Materiel médical CE.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

