



Divan d'examen 3 parties Ecopostural hauteur variable électrique

Divan 3 parties spécialement étudié pour la consultation en position assise, allongée ou jambes surélevées.

Divan d'examen 3 parties à hauteur variable, avec commande électrique par barres périphériques aux pieds.

Élévation verticale avec déplacement latéral.

Hauteur variable de 47 cm à 89 cm. Déport vers l'avant lors de la montée.

Poids maximal supporté : 175 kg.

Dossier avec cavité visage réglable avec déclive -10° et proclive + 75°, par un système de vérin à gaz.

Repose jambes réglable avec déclive -20° et proclive + 70°, par un système de vérin à gaz.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Épaisseur 5 cm.
- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m³ pour examen médicaux.
- 40 kg/m³ pour kinésithérapie, ostéopathie et massage.
- 100 kg/m³ sur demande.

Roues escamotables avec actionnement par pédale et pieds ajustables en hauteur.

Piètement en acier thermolaqué. Peinture epoxyde, sans solvant.

Emplacement tête pour position ventrale.

Convient également pour les soins en institut.

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

Dimensions :

- Longueur : 197 cm
 - Largeur : 62 cm ou 70 cm
 - Hauteur variable de 47 à 89 cm
 - Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
 - Assise horizontale : L 62 x l 62 ou 70 cm
 - Repose jambes : L 60 x l 62 ou 70 cm
- Poids: 80 kg

25 coloris au choix.

Porte rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.