



### Divan d'examen Ecopostural 2 parties hauteur fixe métal

#### Pour plus de stabilité et d'ergonomie.

Table d'examen 2 parties à hauteur fixe avec dossier relevable manuellement.

Dossier hauteur 75 cm avec cavité visage, inclinable de 0 à 70° par système autobloquant.

Pieds réglables en hauteur pour plus de stabilité.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 5 cm, (existe en densité 40 kg/m<sup>3</sup>, 100 kg/m<sup>3</sup> sur simple demande).

25 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Kiwi (58) en photo.

Porte-rouleau inclus. Compatible avec draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture cuite au four.

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : au choix 62 ou 70 cm
- Hauteur : 75 cm
- Dossier L 75 x l 62 ou 70 cm.
- Assise L 112 x l 62 ou 70 cm.

Diamètre du piètement : 5 cm.

Poids : 47 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)