

FICHE TECHNIQUE

Divan d'examen Ecopostural avec pieds démontables hauteur fixe - Largeur 70 cm

24 coloris au choix pour ce divan avec piètement en acier laqué blanc.

Table d'examen avec pieds démontables à hauteur fixe avec dossier relevable manuellement.

Dossier longueur 75 cm avec cavité visage, inclinable de 0 à 60° par système autobloquant.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 7 cm (existe en densité 40 kg/m³ et 100 kg/m³ sur simple demande).

24 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Ocre (46) en photo.

Porte-rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture cuite au four.

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : 70 cm
- Hauteur : 75 cm
- Dossier : L 75 x l 70 cm
- Assise horizontale : L 112 x l 70 cm
- Piètement 5 cm de diamètre

Existe également en largeur 62 cm : [Divan d'examen Ecopostural avec pieds démontables hauteur fixe - Largeur 62 cm](#)

Poids 30 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

