

Divan d'examen Ecopostural, hauteur variable

Dossier réglable. Avec porte-rouleau rabattable et roues escamotables.

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture noir époxy. Hauteur réglable électriquement, dossier inclinable avec cavité visage. Protection antimicrobienne et antibactérienne de la sellerie.



- Hauteur variable de 47 à 90 cm.
- Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur.
- Déport vers l'arrière lors de la montée.
- Dossier rectangulaire avec cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.
- Tête/Dossier inclinable de -40° à 55° par vérin à gaz.
- Elévation avec déport latéral < 20cm.
- Chassis avec roulements (avec deux vis de compensation de sol à l'intérieur des pieds).
- Roulettes escamotables à actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).
- Avec porte-rouleau rabattable.

Caractéristiques de la sellerie :

- Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
- Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
- Épaisseur de la mousse 5 cm.
- Soutien de mousse II - Équilibré.

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

25 coloris au choix (voir nuancier).

Dimensions :

- Longueur : 188 cm.
- Largeur : existe en 62 ou 70 cm.
- Hauteur : 47 à 90 cm.
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm.
- Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm.
- Piètement 70 mm de diamètre.

Piètement coloris noir.

Poids : 82 kg.

Poids maximum supporté : 250 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.

Matériel Médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)