

## FICHE TECHNIQUE

### Divan d'examen Ecopostural hauteur variable électrique à roulettes et avec porte rouleau

#### Pour les examens et soins médicaux, le massage et la kinésithérapie.

Modèle polyvalent, le divan Flexium reste la valeur sûre en matière de rapport qualité/prix, de robustesse et d'ergonomie.

Hauteur variable de 48 à 85 cm avec vérin électrique capacité 135 kg. Déport vers l'arrière lors de la montée.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m<sup>3</sup> pour examens médicaux.
- 40 kg/m<sup>3</sup> pour examen spécialisés.
- 100 kg/m<sup>3</sup> sur demande.

Roues escamotables et pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale. Dossier longueur 72cm avec cavité visage, inclinable de 0 à 65° par un système autobloquant.

Commande électrique au pied.

Piètement métal blanc.

Choix de 25 coloris de sellerie.

**Etriers gynécologiques amovibles inox en option (choix à déterminer lors de la commande).**

Porte rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examens de largeur 50 à 75 cm.

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : 62 cm ou 70 cm
- Hauteur variable de 48 à 85 cm
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
- Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm
- Poids : 67 kg.
- Portée : 135 kg.

Fabrication Européenne garantie 3 ans.

Matériel médical CE

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)



