



Divan d'examen inox noir Salamender Mak I

Une garantie de solidité et de fiabilité pour un divan inox.

Divan d'examen et de massage 2 parties, piètement 100% acier inoxydable. idéal pour la solidité et l'hygiène. Dossier relevable, autobloquant. Livré avec porte rouleau. Portée 100 kg

- Sellerie tendue sans coutures, 5 cm d'épaisseur.
- Densité 25kg/m³.
- Sellerie classée non feu (Normes CRIB-5/EN 1021 1/2).
- Dossier relevable jusqu'à 75°.
- Piètement acier inoxydable.
- Barre centrale de renfort.
- Porte rouleaux inclus.
- Portée maximale 100 kg.
- Coloris noir.

Existe également en coloris [gris](#) ou [violet](#).

Dimensions : H75 x L186 x l 62 cm.
Poids : 20,5 kg.

Fabriqué sous ISO 9001, ISO 13485 adapté aux dispositifs médicaux.
Certification médical environnemental ISO 14001 et OHSAS 18001 (traitement des rejets).
Traitement non feu BS7176:1995; BE EN1921-1; BS 5852:1990; CRIB-5/EN 1021 1/2.

Garantie 3 ans.
Materiel medical CE.

Livré en kit, à monter.