

Divan d'examen médical et gynécologique hauteur fixe S618 Salamender

Pour les consultations médicales et gynécologiques.

Divan d'examen médical S618 Salamender, 3 parties à hauteur fixe, avec comblement de la réserve sellerie pour examen gynécologique. Transformation rapide en fauteuil gynécologique.

- Coussin de comblement pour examen gynécologique amovible.
- Etriers gynécologiques type Goepels en plastique ABS.
- Bac inox coulissant.
- Dossier et assise inclinables de 0 à 70°, crémaillère 6 positions.
- Chassis en acier chromé, piètement tube rond.
- Revêtement sellerie à couture double, ignifuge (classe M1), facilement lavable.
- Porte rouleau pour drap d'examen.
- Charge maximum : 150 kg.
- 15 coloris de sellerie au choix.

Les étriers sont multi-positions et réglables en hauteur.

Dimensions : L 186 x l 70 x H 80 cm, dossier 62 cm, assise 85 cm, poids 35 kg.

Normes 93/42CE (classe1).

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite Franco de port.

Option pour livraison avec rendez vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Livré complet avec étriers type Goepels, bac inox et porte rouleau.

