

Salamender



### Divan d'examen pédiatrique hauteur fixe 2 parties Salamender

**Table d'examen pour enfants et nourrissons. Longueur 140 cm, largeur 62 cm.**

Avec pieds démontables, hauteur fixe et dossier relevable manuellement. Construction solide et stable.

- Dossier relevable de 0° à 40°, avec système de crémaillère.
- Sellerie sans couture d'épaisseur 5 cm, densité 25kg/m<sup>3</sup>.
- Pieds démontables.
- Cavité visage.
- Piétement métal, coloris blanc.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

Dimensions :

- Longueur : 140 cm
- Largeur : 62 cm
- Hauteur : 75 cm
- Dossier : L 45 x l 62 cm
- Assise horizontale : L 93 x l 62 cm

Poids : 25 kg

Poids maximal supporté : 135 kg

Garantie 3 ans.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Matériel médical CE.

Classée non feu M2.