



### Divan électrique Egvar 2 parties à hauteur variable - Bleu

Sellerie grand confort, épaisseur 9 cm. Levée rapide de 52 à 86 cm. Dossier inclinable. Portée 150 kg.

Divan électrique 2 parties avec sellerie grand confort épaisseur 9 cm. Système d'élévation 1 moteur électrique avec commande manuelle. Levée de 52 à 86 cm.

Dossier inclinable de 0 à 47° avec système de verin à gaz. Coussin repose-tête amovible avec trou visage.

- Piétement métal blanc.
- Sellerie simili cuir grand confort, 9 cm d'épaisseur.
- Densité 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Sellerie ignifuge.
- Levée de 52 à 86 cm.
- Télécommande manuelle - 2 boutons.
- Dossier inclinable de 0 à 47°.
- 4 roulettes pour un déplacement aisé.
- Portée maximum: 150 Kg.

Modèle : EGVAR, coloris Bleu.

**Livraison Franco de port au pas de la porte.**

**Pour une livraison à l'étage ou avec l'aide de deux porteurs, nous vous invitons à ajouter cette option dans votre panier.**

Garantie 3 ans structure, moteur et sellerie.  
Livré avec porte rouleaux.

Dimensions:

- Longueur : 180 cm
  - Largeur : 70 cm
  - Dossier : L 69 x l 70 cm
  - Assise horizontale : L 111 x l 70 cm
  - Trou visage: 16 x 12 cm
  - Coussin appui tête: 56 x 27 cm
- Poids: 55 kg

Livraison gratuite franco de port.

Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.