

FICHE TECHNIQUE

Divan kiné électrique, 2 parties, avec accoudoirs et appui bras + 1 tabouret offert - Ecopostural

Accoudoirs rabattables, appui bras rabattable, 25 coloris

Ce divan a été spécifiquement élaboré pour satisfaire de façon polyvalente les divers besoins des patients, en intégrant des fonctionnalités ergonomiques et une conception pratique.

Système périphérique avec moteur pour un contrôle fluide et précis.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale : 200kg
- Hauteur variable : de 48 à 97 cm
- Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur
- Élévation verticale sans déport latéral
- Tête/dossier réglables par vérin à gaz
- Roulettes escamotables actionnement par pédale
- Porte rouleau chromé rabattable
- 4 vis de compensation de sol
- Appui bras rabattables
- Accoudoirs rabattables

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

[Voir les tabourets](#)

Caractéristiques du moteur électrique :

- Course du vérin : 300 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC \pm 10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 8000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 14mm/s
- Voltage : 230V/50-60 Hz
- Consommation électrique : 3,7A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques


Caractéristiques sellerie :

- Revêtement simili cuir ignifuge de catégorie M2
- Protection antimicrobienne et antibactérienne
- Tête de type T03
- Cavité visage rectangulaire et bouchon inclus
- Dimensions de la sellerie : 62 x 207 cm
- Épaisseur de la mousse : 4 cm
- Soutien de mousse III - Ferme

Convient pour :

- Craniosacrale
- Drainage lymphatique
- Physiothérapie
- Massage sportif
- Massage relaxant
- Ostéopathie
- Chiro-massage
- Chiropraxie
- Réflexologie
- Rééducation Posturale Globale (RPG)

Poids de la table : 88kg



Largeur : 62 cm
Longueur : environ 198 cm
Diamètre des pieds :
Coloris : - 25 coloris
- Piètement métal gris

Fabrication Européenne garantie 3 ans

Matériel médical CE