

## FICHE TECHNIQUE



### Divan kiné électrique, 3 parties, 2 moteurs, avec accoudoirs et appui bras - Ecopostural

Pliage ciseaux, multifonctions, 25 coloris, élévation verticale + 1 tabouret offert

Ce divan a été conçu de manière spécifique pour répondre de manière polyvalente aux besoins variés des patients, grâce à ses fonctionnalités ergonomiques et à sa conception pratique.

Deux moteurs vous permettant de régler la hauteur et l'incurvation de l'assise électriquement.

Système périphérique avec moteur pour un contrôle fluide et précis.

#### Caractéristiques techniques :

- Charge maximale : 200kg
- Hauteur variable : de 52 à 106 cm
- Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur
- Élévation verticale sans déport latéral
- Tête et dossier réglables par vérin à gaz
- Roulettes escamotables actionnement par pédale
- Porte rouleau chromé rabattable
- 4 vis de compensation de sol
- Accoudoirs rabattables
- Appui bras rabattables

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

[Voir les tabourets](#)

#### Caractéristiques du moteur électrique :

- Course du vérin : 300 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC  $\pm$  10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 8000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 14mm/s
- Voltage : 230V/50-60 Hz
- Consommation électrique : 3,7A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

#### Caractéristiques du moteur secondaire :

- Course du vérin : 100 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC  $\pm$  10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 4000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 6mm/s
- Voltage : 230V/50-60 Hz
- Consommation électrique : 1,5A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

#### Caractéristiques sellerie :

- Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2
- Protection antimicrobienne et antibactérienne
- Tête de type T01
- Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus
- Dimensions de la sellerie : 62 x 200 cm
- Épaisseur de la mousse : 4 cm
- Soutien de mousse III - Ferme

Convient pour :

- Craniosacrale
- Drainage lymphatique
- Drainage postural
- Physiothérapie
- Massage sportif
- Massage relaxant
- Ostéopathie
- Chiro-massage
- Chiropraxie
- Réflexologie
- Rééducation Posturale Globale (RPG)
- Tatouages
- Esthétique

**Poids de la table** : 102kg

**Largeur** : 62 cm

**Longueur** : environ 198 cm

**Diamètre des pieds** : 90 mm

**Coloris** : - 25 coloris

- Piètement métal gris

Fabrication Européenne garantie 3 ans

Matériel médical CE