



Doppler foetal 2MHz - BT 200L - avec écran LCD - Bistos

Doppler foetal qualité professionnelle à usage obstétrical avec écoute sonore et affichage automatique de la fréquence cardiaque - Modèle professionnel

- Écran LCD rétro-éclairé.
- Très simple d'utilisation : un bouton d'allumage et de réglage du volume sonore.
- Sonde foetale 2 Mhz haute sensibilité.
- Plage de fréquence 50 à 240 pulsations cardiaques.
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie.

Utilisation : Détection et mesure du rythme cardiaque foetal pendant la grossesse

Alimentation : Fonctionne avec deux piles AA (fournies)

Compris avec le Doppler :

- une sonde 2 MHz,
- une housse de transport,
- un gel ultrason.

Dimensions : 75 x 128 x 26 mm

Poids : 180?g

Matériel médical CE

Garantie 2 ans.

