



### **Drap d'examen gaufré 2 plis largeur 68 cm - 137 formats - Fabrication européenne -Robé Médical**

Protection renforcée grand format largeur 68 cm. Épaisseur 2 x 17g/m<sup>2</sup>. Longueur totale 46m.

Pour la protection des selleries grand format, draps d'examen blanc en pure ouate de cellulose, double épaisseur gaufré collé.

Qualité résistante, non déchirante, même humide.

Utilisation sur tous types de divans d'examen grande largeur en cabinet médical, milieu hospitalier, gynécologie, pédiatrie...

- 100% pure ouate micro gaufrée.
- Double épaisseur.
- 137 formats prédécoupés.
- Rouleau de 46 m.
- Épaisseur: 34g/m<sup>2</sup> (2 x 17g/m<sup>2</sup>).
- Couleur: blanc.

Conforme au règlement européen REACH n°1907/2006  
Ne contient aucune substance SVHC  
Produit certifié FSC et testé dermatologiquement.

#### Dimensions de la feuille:

- longueur : 33,5 cm.
- largeur : 68 cm.

#### Dimensions du rouleau:

- largeur : 68 cm.
- diamètre : 12 cm.
- diamètre du mandrin : 4 cm.

Poids d'un rouleau: 1 kg.

Vendu par carton de 9 rouleaux.

Fabrication Européenne.