

FICHE TECHNIQUE



Drap d'examen gaufré plastifié blanc largeur 50 cm - 27g

Une face plastifiée, une face absorbante pour un maximum de protection.
Longueur totale 50 m.

[Suite à une rupture fournisseur, ce produit sera disponible prochainement]

Drap d'examen gaufré imperméable.

- Rouleau de 130 formats, soit 50m de longueur totale
- Poids du rouleau : 700g
- Epaisseur : 27g/m²
- 1 face absorbante en papier de 21g/m²
- 1 face plastifiée imperméable en polyethylene de 6g/m²

Coloris Blanc.

Dimensions rouleau : largeur 50 cm x longueur 50 m.

Dimensions d'un format (feuille): 38cm x 50 cm.

Vendu par carton de 12 rouleaux.

Fabrication européenne.

Matériel médical CE