

Duoderm E pansement hydrocolloïde - Convatec

Favorise la cicatrisation et renforce la barrière anti-bactérienne

Pansement Duoderm E occlusif d'absorption avec gel composé de 3 hydrocolloïdes.

Le pansement offre une capacité d'absorption maximale avec un effet de pression.

Composition :

- Couche externe : en Polyuréthane (film + mousse). Cette couche externe, imperméable aux bactéries et aux liquides, assure la protection mécanique de la plaie.
- Couche interne : Hydrocolloïdes (pectine, gélatine, carboxyméthylcellulose de sodium) répartis dans une matrice alvéolaire constituée d'un mélange de polymère inerte (polyisobutylène) + polymères adhésifs élastomériques.

DuoDERM E est autant indiqué dans les plaies chroniques (escarres de stade I à IV, ulcères de jambes) que pour dans les plaies aiguës (plaies traumatiques comme les abrasions et les lacerations, les brûlures du deuxième degré et les sites donneurs de greffes).

Conditionné sous emballage individuel stérile.
Boîte de 10 pansements, dans différentes tailles.

Matériel médical CE 0086.

