

ZeniXx



### ECG 12 pistes avec interprétations et mémoire 1000 ECG - 1200G ZeniXx

Electrocardiographe 12 pistes ZeniXx avec analyse, calcul des paramètres et interprétations - Mémoire interne 1000 ECG, écran couleur tactile et batterie rechargeable

Modèle professionnel pour une utilisation plusieurs fois par jour.  
Utilisation économique du papier grâce à l'impression simultanée de 12 pistes.  
Utilisation mixte en cabinet et lors des déplacements.  
Trois modes d'enregistrement: automatique, analyse arythmie ou manuel.  
Tracé ECG en temps réel sur écran LCD couleur de 8 pouces (20,3cm).  
Enregistrement et stockage de plus de 1000 ECG.  
Utilisation mixte avec électrodes à usage unique et poires.

**Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 4 ans sur cet ECG ZeniXx.**

- Écran LCD couleur tactile: 1230 x 1630 mm.
- 12 dérivations, fonctionnement manuel, analyse arythmie ou automatique.
- Imprimante intégrée 12 pistes.
- Papier thermique largeur 210 mm.
- Vitesse de défilement : 5, 6,25, 10, 12,5, 25 ou 50 mm/s.
- Sensibilité: 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV.
- Fréquence d'échantillonnage: 1000Hz.
- Conversion A / D (précision d'échantillonnage): 24 bits.
- Réponse fréquence : 0,05 Hz à 150 Hz.
- Filtre d'interférence EMG: 25Hz/35Hz.
- Impédance d'entrée: >50 m $\Omega$ .
- Circuit de protection anti-défibrillation.
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur.
- Interface et rapport multilingues.
- Alimentation batterie rechargeable et secteur.
- Batterie rechargeable Li-MH (environ 90 minutes d'autonomie). Temps de charge 4 heures.

**ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.**

**Nous vous proposons les rouleaux de papier ECG (réf. R250069) en accessoires.**

Dimensions : L 340 x l 320 x H 85 mm.

Poids : 3,2 kg avec batterie.

Papier en rouleau: 210 mm x 30 m.

ECG ZeniXx fourni complet avec 1 câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à ventouse, 1 rouleau de papier, 1 câble USB, 1 câble d'alimentation secteur, 1 câble de terre et son manuel d'utilisation en français et anglais.  
L'ECG est également livré avec les accès au logiciel.

Garantie 4 ans.

Matériel médical CE.

**NB:** Ce matériel médical étant un dispositif de classe IIb, il fait l'objet d'une

obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.  
Nous sommes en mesure de vous proposer [un programme de maintenance adapté](#). Merci de contacter [notre service Maintenance et SAV](#) par mail [j.vincent.robe@gmail.com](mailto:j.vincent.robe@gmail.com).