

ECG 3 pistes interprétation Fcp 8100 Fukuda Denshi Cardimax - Kit complet

Electrocardiographe avec écran LCD couleur tactile et interprétation. Batterie + secteur. Livré complet avec poires + électrodes pinces membres.

Utilisation économique du papier grâce à l'impression simultanée de 3 pistes. Faible encombrement, utilisation mixte en cabinet et lors des déplacements. Modèle professionnel pour une à plusieurs utilisations par jour.



ECG 3 pistes avec calculs des paramètres et interprétation automatique, possibilité de la désactiver à tout moment.
Écran LCD couleur tactile de grande taille présentant des tracés clairs pour une lecture aisée des résultats.
Capacité d'affichage 12 dérivations.
Mesure de la fréquence cardiaque et monitoring cardiaque.
Capacité de mémoire 500 enregistrements.
Fonctionnement **sur secteur ou batterie** selon l'utilisation du praticien.
Indicateur visuel de connexion des électrodes permettant de corriger la mauvaise position éventuelle des électrodes.

- Écran LCD couleur tactile. 7 pouces.
- Affichage 12 dérivations.
- Clavier alphanumérique par touches « tactiles » sur écran.
- Mode automatique et manuel.
- 5 vitesses d'enregistrement.
- Interprétation automatique désactivable (Code Minnesota).
- Détection automatique du pacemaker.
- Mesures des paramètres QRS.
- Analyse et explication des critères d'analyse.
- Imprimante intégrée 3 pistes.
- Papier thermique largeur 63 mm.
- Vitesse de défilement : 5, 10, 12.5, 25 ou 50 mm/s.
- Sensibilité : Auto, 2.5, 5, 10 et 20 mm/mV.
- Réponse en fréquence 0.05 à 150 Hz.
- Fréquence d'échantillonnage : 8000 Hz/sec/canal.
- Filtres courant alternatif / musculaire / mouvement respiratoire.
- Mesure de 30 à 300 bpm.
- 1 sortie Lan pour extraction des données sur informatique au format FUKUDA, FDA XML, PDF.
- 2 x USB 2.0 / 1 x USB 2.0 (pour USB Wifi en option).
- Mémoire de 500 ECG.
- Informations patient (Nom, ID, âge, sexe,...).
- Alimentation batterie rechargeable et secteur.
- Batterie rechargeable environ 2h d'autonomie.

S'utilise avec du papier en rouleau (63mm x 30m) ou en liasse (63 x 75mm x 400 feuilles).

Dimensions : 25 x 19 x H 7,1 cm.
Poids : Environ 2 kg sans batterie.

ECG Fukuda FCP-8100 livré complet avec batterie rechargeable, 1 câble patient 10 brins à fiche banane, 6 poires précordiales, 4 pinces membres, 1 rouleau de papier, 1 câble secteur, 1 manuel d'utilisation.