



### ECG 6 pistes Cardiofax S - 2250 Nihon Kohden - Écran couleur 7 pouces

ECG 6 pistes avec calcul des paramètres et interprétation automatique inclus. Connexion réseau et connecteur USB. Enregistrement 400 à 3000 ECG.

Programme d'analyse ECG ECAPS12C pouvant donner plus de 200 résultats et 5 catégories d'appréciation avec une analyse détaillée. Peut également détecter des schémas ECG de type Brugada.

Technologie assurant des temps de réponses rapides et une excellente colorimétrie.

- Haute définition et rétro-éclairage.
- Affichage clair de tracés ECG et des informations patient.
- Message signalant des dérivations détachées évite de renouveler les tests.
- Fonction Aide indique quelle électrode est détachée.
- Aperçu des tracés ECG et des résultats d'analyse avant enregistrement.

Large écran couleur TFT 7 pouces, clavier alphanumérique pour une saisie rapide et pratique des données.

Mémoire interne pouvant stocker jusqu'à 400 fichiers ECG.

Possible archivage d'environ 3000 fichiers ECG sur carte mémoire SD en option.

Les données peuvent être envoyées vers un PC par carte mémoire SD, connexion réseau LAN avec ou sans fil.

- ECG 6 pistes.
- Écran couleur TFT 7 pouces (soit 17,78 cm).
- Clavier alphanumérique.
- Calcul des paramètres et interprétation automatique.
- Nombre de canaux d'enregistrement : 3, 4, 6.
- Vitesse du papier : 5 – 10 – 12,5 – 25, 50 mm/s.
- Papier d'enregistrement : 110 mm de large.
- Alimentation Batterie/secteur.
- Deux ports USB.
- Connection réseau.
- Port carte mémoire « SD card » (carte en option).
- Mémoire interne de 400 ECG.
- Mémoire de 3000 ECG sur carte SD (en option).
- Autonomie de la batterie : 60 minutes.

**En option sur demande:** Chariot, support pour câble patient, carte mémoire.

Dimensions : 285 mm x 102 mm x 296 mm.

Poids : 2,3 kg (sans batterie).

Papier en liasse : 110 mm x 20 m.

Livré complet avec calcul des paramètres et interprétation automatique inclus, batterie rechargeable (NIMH/ SB-901D), un câble patient K081 CEI/DIN fiches bananes embout 4 mm, un câble secteur, 6 électrodes thoraciques poires H043A - embout de 4 mm pour adultes, 4 électrodes de membre à pince H068B - embout de 4 mm clip rapide, une liasse de papier en Z (110 mm x 20m) et mode d'emploi.

Conforme aux normes de performance et de sécurité : CEI 60601-1 : 2012, CEI 60601-2-25 : 2011.

Garantie 2 ans. Hors consommables et accessoires.  
Matériel médical CE.

**NB:** Ce matériel médical étant un dispositif de classe IIb, il fait l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.  
Nous sommes en mesure de vous proposer [un programme de maintenance adapté](#). Merci de contacter [notre service Maintenance et SAV](#) par mail [j.vincent.robe@gmail.com](mailto:j.vincent.robe@gmail.com).