

FICHE TECHNIQUE

Écouvillons stériles - Boîte de 100

Prêt à l'emploi pour réaliser tout type de prélèvements.

Écouvillons stériles avec tige en plastique et embout en rayonne.

- Tube en polypropylène.
- Tige en plastique.
- Embout en rayonne.
- Étiquette pour noter les données patients.

Dimensions :

- Longueur écouvillon 150 mm.
- Diamètre écouvillon 12 mm.

Conditionnement en tube individuel stérile.

Vente par boîte de 100 écouvillons.

Dispositif de diagnostic médical in vitro.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

