

FICHE TECHNIQUE

Ecrase comprimés mécanique avec sachets à usage unique Silent Knight

Permet de réduire en poudre vos comprimés et pilules pour une ingestion plus facile

Destiné aux maisons de retraite, collectivités, hôpitaux,....

Écrase comprimés entièrement mécanique avec poignée d'écrasement pour une manipulation sans efforts, hygiénique avec sachets à usage unique permettant de contenir et d'éviter la contamination entre les médicaments. Les sachets sont toujours à portée de main, grâce à l'emplacement de stockage situé sur le Silent Knight.

Utilisation rapide et simple: insérez un sachet contenant les comprimés et pillules dans l'écrase comprimés, actionnez la poignée, les médicaments sont ainsi réduits en fine poudre homogène et prêts à être administrés.

- Mécanisme en alliage d'aluminium très résistant.
- Poignée avec protection pour une meilleure préhension.
- Sachets en polyéthylène.
- Sachets à usage unique.
- Emplacement de stockage: 50 sachets.
- Utilisation avec comprimés ou pillules non enrobés.
- Pas de nettoyage particulier, ni de stérilisation.

Dimensions: Longueur 26,5 x largeur 7,5 x Hauteur 11 cm.

Poids : 1750 g.

L'écrase comprimés Silent Knight est livré avec 50 sachets à usage unique.

Sachets à usage unique en accessoire, conditionnés par lot de 1000.

